



高效锋利，精准如一

石蜡切片机、冷冻切片机专用刀片

Epredia 艾普迪刀片优势

- 用于多种类型组织切片
- 提供宽刀片和窄刀片，兼容大多数切片机品牌
- 陡刃角设计，高效生成带状切片
- 专属刀片盒设计，安全上载至配套 E 型刀架

MX35 Ultra+ 刀片，切片品质如一

本款高端刀片采用长效耐用设计，保持稳定出众的切片效果。

- 特有生产工艺加固刃口，切片效果均匀稳定
- PTFE 硬质及超硬质涂层，有效延长刀片使用寿命
- 硬质组织切片时，稳定高品质切片的使用时长相较 Epredia Ultra 系列刀片提升 59%*

* 数据来源于品牌内部测试

epredia

Epredia 艾普迪一次性切片机刀片



+ 良好
++ 优异
+++ 卓越

产品编号

描述

刀
锋
角
度

软
组
织

硬
组
织

薄
切
片

冷
冻
切
片

窄刀片

3054835 MX35 Ultra+™	采用两层PTFE涂层和专有钢硬化处理，具有卓越的耐用性。非常适合所有类型的石蜡包埋组织，特别是硬组织，以及冷冻切片。	34°	++	+++	++	++
3053835 MX35 Ultra™	刀片经过专有钢硬化处理，使用寿命长。处理各类石蜡包埋样本及冷冻切片均表现优异。	34°	++	++	++	++
3052835 MX35 Premier +™	可切制各类组织样本，硬质PTFE涂层，可切出高品质超薄石蜡切片。	34°	+	++	+	+
3051835 MX35 Premier™	硬质PTFE涂层，适配常规病理切片应用。	34°	+	+	+	+
3050835 MB35™ Premier	软性PTFE涂层，适配常规病理切片应用。	34°	+	+	+	+
3050822 MB22 Premier™	更大的刀口倾斜角度搭配软性PTFE涂层，轻松制备超薄片。	22°	+	-	++	++

宽刀片

3153735 HP35 Ultra™	刀片经过专有钢硬化处理，使用寿命长。处理各类石蜡包埋样本及冷冻切片均表现优异。	34°	++	++	++	++
3150734 HP35™	硬质PTFE涂层，适配常规病理切片应用。	34°	+	++	++	



窄刀片 – 0.254x8x80 mm



宽刀片 – 0.31x14x75.7 mm



如需了解更多信息，
请访问 epredia.com

病理服务热线：400 101 8068 (法定工作日: 09:00-17:30)
病理服务邮箱：ep-service.cn@epredia.com; ep-sales.cn@epredia.com

© 2026 Epredia Group 版权所有。保留所有权利。
除非另有说明，所有商标均归Epredia及其子公司所有。
学术资料，仅供医学药学专业人士阅读。 M44005-ZH_LTR R072026

