



Schärfe durch Präzision

Mikrotom- und Kryostatklingen

Epredia macht den Unterschied

- Klingen für verschiedene Gewebearten
- Hoch- und Niedrigprofilklingen, die mit den Mikrotomen und Kryostaten der meisten Hersteller kompatibel sind
- Das steile Schneidenwinkelprofil erleichtert die schnelle Herstellung von Schnittbändern
- Erhöhte Sicherheit für Anwender durch eine einzigartige Klingenbox zum direkten Einsetzen der Klinge in Epredia Mikrotom-Klingenhalter Typ E

MX35 Ultra+ – Schnittqualität von Anfang bis Ende

Unsere fortschrittlichste Mikrotomklinge ist auf Langlebigkeit ausgelegt und gewährleistet während der gesamten Nutzungsdauer eine hervorragende Schnittqualität.

- Ein einzigartiger Herstellungsprozess sorgt für eine scharfe Schneidkante und damit für gleichbleibende Schnittqualität
- Erhöhte Lebensdauer durch harte und extra-harte PTFE-Beschichtungen
- Bei Hartgewebe bleibt die Schnittqualität 59% länger erhalten als bei Epredia Ultra-Klingen*

* Basierend auf internen Daten

Entdecken Sie den Unterschied.

Wenden Sie sich an Ihren Epredia-Kundenbetreuer vor Ort oder besuchen Sie [epredia.com](https://www.epredia.com)



Epredia Einwegklingen für Mikrotome und Kryostate



Katalognummer

Beschreibung

+ Sehr gut
++ Besser
+++ Optimal

Schneidenwinkel

Weichgewebe

Hartgewebe

Dünnschnitt

Kryostat

Niedrigprofil

● 3054835 MX35 Ultra+™	Zweischichtige, extra harte PTFE-Beschichtung und firmeneigene Stahlhärtung für herausragende Langlebigkeit. Hervorragend geeignet für alle FFPE-Gewebeblöcke, insbesondere Hartgewebe, und Gefrierschnitte.	34°	++	+++	++	++
● 3053835 MX35 Ultra™	Spezielle Stahlhärtung und harte PTFE-Beschichtung für hervorragende Langlebigkeit. Besonders geeignet für FFPE-Gewebeproben und Gefrierschnitte.	34°	++	++	++	++
● 3052835 MX35 Premier +™	Mit harter PTFE-Beschichtung, für eine Vielzahl von Geweben und hochwertige Dünnschnitte.	34°	+	++	+	+
● 3051835 MX35 Premier™	Harte PTFE-Beschichtung für Routineanwendungen.	34°	+	+	+	+
● 3050835 MB35™ Premier	Weiche PTFE-Beschichtung für Routineanwendungen.	34°	+	+	+	+
● 3050822 MB22 Premier™	Steilerer Schneidenwinkel und weiche PTFE-Beschichtung für einfacheres Schneiden extra dünner Schnitte.	22°	+	-	++	++

Hochprofil

● 3153735 HP35 Ultra™	Spezielle Stahlhärtung und harte PTFE-Beschichtung für hervorragende Langlebigkeit. Besonders geeignet für FFPE-Gewebeblöcke und Gefrierschnitte.	34°	++	++	++	++
● 3150734 HP35™	Harte PTFE-Beschichtung für Routineanwendungen.	34°	+	++	++	-



Niedrigprofilklingen – 0,254x8x80 mm



Hochprofilklingen – 0,31x14x75,7 mm