



Elevate prestazioni di taglio

Lame per microtomo e criostato

Specifiche

- Lame progettate per vari tipi di tessuti
- Lame ad alto e basso profilo compatibili con i microtomi e i criostati presenti in commercio
- Il profilo con angolo di taglio più ripido facilita il taglio a nastro veloce
- Maggiore sicurezza per l'utente grazie all'esclusiva confezione delle lame per il caricamento nei portalamine per lame per Microtomo Epredia serie E

MX35 Ultra+: qualità delle sezioni dall'inizio alla fine

Progettate per durare più a lungo. Le nostre lame per microtomia hanno elevati standard di qualità al fine di mantenere costante le performance del sezionamento durante tutta la durata di una seduta di taglio.

- Un processo di produzione esclusivo garantisce un bordo resistente per una qualità costante delle sezioni
- Maggiore durata grazie ai rivestimenti in PTFE duro ed extra-duro
- Garantisce sezioni di alta qualità nei tessuti duri per il 59% in più rispetto alle lame Epredia Ultra*

* In base a dati interni

Scopri la differenza

Contatta il tuo responsabile commerciale Epredia di zona o visita il sito [epredia.com](https://www.epredia.com)



Lame monouso Epredia per microtomi e criostati



+ Sufficiente
++ Buono
+++ Ottimo

Codice catalogo	Descrizione	Angolo	Tessuti molli	Tessuto duro	Sezionamento sottile	Criostato
Profilo ribassato						
● 3054835 MX35 Ultra+™	Rivestimento in PTFE extra-duro a doppio strato e tempra dell'acciaio brevettata per una durata eccezionale. Eccellente per tutti i tipi di tessuti FFPE, in particolare i tessuti duri, e per le sezioni congelate.	34°	++	+++	++	++
● 3053835 MX35 Ultra™	Tempratura dell'acciaio proprietaria e rivestimento in PTFE duro per una durata eccezionale. Ottimo per e sezioni congelate.	34°	++	++	++	++
● 3052835 MX35 Premier +™	Per una varietà di tessuti e sezioni sottili di alta qualità con rivestimento in PTFE rigido.	34°	+	++	+	+
● 3051835 MX35 Premier™	Rivestimento in PTFE duro per applicazioni di routine.	34°	+	+	+	+
● 3050835 MB35™ Premier	Rivestimento morbido in PTFE per applicazioni di routine.	34°	+	+	+	+
● 3050822 MB22 Premier™	Angolo della lama più accentuato e rivestimento morbido in PTFE per un taglio extra-sottile più agevole.	22°	+	–	++	++
Profilo alto						
● 3153735 HP35 Ultra™	Tempratura dell'acciaio proprietaria e rivestimento in PTFE duro per una durata eccezionale. Ottimo per tessuti FFPE e sezioni congelate.	34°	++	++	++	++
● 3150734 HP35™	Rivestimento in PTFE duro per applicazioni di routine.	34°	+	++	++	



Lame a profilo ribassato – 0,254 x 8 x 80 mm



Lame ad alto profilo – 0,31 x 14 x 75,7 mm