



Satisfacción de las exigentes y versátiles necesidades de parafina del laboratorio actual

El estricto control de calidad y la consistencia proporcionan confianza al laboratorio para todas sus necesidades de incrustación e infiltración.

- **Calidad de fabricación mejorada:** revisión de calidad en 3 pasos y triple filtrado a 0,25 µm para ayudar a eliminar impurezas.
- **Una temperatura de fusión más baja protege** los tejidos durante el procesamiento y garantiza que la parafina se elimine eficazmente durante la desparafinación para realizar pruebas avanzadas posteriores.
- Todas las parafinas EpreDia se presentan en pellets de fácil fusión.



Las bolsas de EpreDia, fáciles de usar y con cierre, hacen que la manipulación de la parafina sea sencilla, limpia y rápida.

Las bolsas están diseñadas para poder guardarse fácilmente y reducir los derrames sobre el mostrador.



Nombre	Artículo	Unidad	Descripción	Punto de fusión	Infiltración	Incrustación
Histoplast	6774006	1 x 2.5 kg	Parafina no polimérica para uso en infiltración e incrustación	54-58 °C (129-136 °F)	x	x
Histoplast	6774060	1 x 10 kg	Parafina no polimérica para uso en infiltración e incrustación	54-58 °C (129-136 °F)	x	x
Histoplast PE	8330	8 x 1 kg	Puede utilizarse tanto en procedimientos de infiltración como de incrustación	56-57 °C (133-135 °F)	x	x
Histoplast PE Kit	8330K	5 x 1 kg y residuos cajón de cera	Utilizado para los procesadores de tejidos Excelsior y Revos	56-57 °C (133-135 °F)	x	x
Histoplast IM	8331	8 x 1 kg	Utiliza DMSO para tejidos rápidos penetración, excelente para muestras densas y fibrosas	56-57 °C (133-135 °F)	x	
Histoplast LP	8332	8 x 1 kg	Punto de fusión más bajo para ayudar a reducir la posibilidad de distorsión de tejidos pequeños, sensibles al calor y friables	50-54 °C (122 - 129 °F)	x	x
Paraffin Type 1	8334	10 x 0.9 kg	No contiene polímero y ofrece una infiltración rápida	55-57 °C (131-135 °F)	x	
Paraffin Type 3	8335	10 x 0.9 kg	Parafina baja en polímeros Concebido para la infiltración y la incrustación	55 - 57 °C (131-135 °F)	x	x
Paraffin Type 6	8336	10 x 0.9 kg	Parafina especialmente formulada sin polímero diseñada para su uso en infiltración e incrustación	55-57 °C (131-135 °F)	x	x
Paraffin Type 9	8337	10 x .0.9 kg	Parafina con alto contenido en polímeros Concebido para seccionar secciones extremadamente finas	55-57 °C (131-135 °F)	x	x
Paraffin Type H	8338	10 x 0.9 kg	Alto contenido en polímeros para muestras más duras y compresión mínima	55-57 °C (131-135 °F)	x	x
Paraffin Type L	8339	10 x 0.9 kg	Parafina de bajo polímero para infiltración mejorada	55-57 °C (131-135 °F)	x	x
Precision Cut	B1002490	10 x 0.9 kg	Bueno tanto para infiltración e incrustación	56-58 °C (133-136 °F)	x	x
Waste Wax Drawer	8300	5 por paquete	Utilizado para Excelsior y Revos procesadores de tejidos			

Notas: algunos productos no están disponibles en todas las regiones

Póngase en contacto con **su representante local de Epredia** para **comparar las parafinas**.

Our versatility makes us unique



Kit de parafina Epredia con cajón para residuos de cera

están diseñados para facilitar y eliminación segura - sin derrames de cera caliente, sin quemaduras, sólo tiene que extraer el cajón de cera residual de un solo uso y desechar todo el cajón.

Más información en **epredia.com**

4481 Campus Drive | Kalamazoo, MI 49008 | United States | +1 (800) 522-7270

© 2025 Grupo Epredia. Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas son propiedad del Grupo Epredia y sus filiales a menos que se especifique lo contrario. **M2500072ES R082025**

epredia
A Member of PHC Group