



Répondre aux besoins en paraffine exigeants et polyvalents des laboratoires d'aujourd'hui

Le contrôle strict de la qualité et la cohérence assurent la confiance du laboratoire pour tous vos besoins d'Imprégnation et de l'enrobage.

- **Qualité de fabrication améliorée** : examen de la qualité en trois étapes et triple filtrage à 0,25 μm pour aider à éliminer les impuretés.
- **La température de fusion plus basse** protège les tissus lors du traitement et garantit que la paraffine est éliminée efficacement lors de la déparaffinisation pour les tests avancés en aval.
- Toutes les paraffines Epredia se présentent sous forme de pastilles faciles à fondre.



Les sacs refermables faciles à utiliser d'Epredia rendent la manipulation de la paraffine simple, propre et rapide.

Les sacs sont conçus pour tenir debout afin de faciliter le stockage et de réduire les déversements **sur la paillasse.**


epredia

Nom	N° d'article	Unité	Description du produit	Point de fusion	Imprégnation	Enrobage
Histoplast	6774006	1 x 2.5 kg	Paraffine sans polymères pour imprégnation et enrobage	54-58 °C (129-136 °F)	x	x
Histoplast	6774060	1 x 10 kg	Paraffine sans polymères à utiliser dans l'imprégnation et l'enrobage	54-58 °C (129-136 °F)	x	x
Histoplast PE	8330	8 x 1 kg	Peut être utilisé dans les procédures imprégnation et enrobage	56-57 °C (133-135 °F)	x	x
Histoplast PE Kit	8330K	5 x 1 kg & déchets tiroir à cire	Utilisé pour les systèmes de déshydratation Excelsior et Revos	56-57 °C (133-135 °F)	x	x
Histoplast IM	8331	8 x 1 kg	Utilise le DMSO pour les programmes courts, excellent pour les échantillons denses et fibreux	56-57 °C (133-135 °F)	x	
Histoplast LP	8332	8 x 1 kg	Point de fusion plus bas pour réduire le risque de déformation des petits tissus, sensibles à la chaleur et friables	50-54 °C (122 - 129 °F)	x	x
Paraffin Type 1	8334	10 x 0.9 kg	Ne contient pas de polymères et offre une offre une imprégnation rapide	55-57 °C (131-135 °F)	x	
Paraffin Type 3	8335	10 x 0.9 kg	Paraffine à faible teneur en polymères conçu pour Imprégnation et enrobage	55 - 57 °C (131-135 °F)	x	x
Paraffin Type 6	8336	10 x 0.9 kg	Paraffine spécialement formulée sans polymères conçu pour être utilisé dans Imprégnation et enrobage	55-57 °C (131-135 °F)	x	x
Paraffin Type 9	8337	10 x .0.9 kg	Paraffine à haute teneur en polymères conçu pour la coupe de sections extrêmement fines	55-57 °C (131-135 °F)	x	x
Paraffin Type H	8338	10 x 0.9 kg	Haute teneur en polymères pour des échantillons plus durs et une compression minimale	55-57 °C (131-135 °F)	x	x
Paraffin Type L	8339	10 x 0.9 kg	Paraffine à faible teneur en polymères pour une pour une meilleure imprégnation	55-57 °C (131-135 °F)	x	x
Precision Cut	B1002490	10 x 0.9 kg	Bon pour l'imprégnation et l'enrobage	56-58 °C (133-136 °F)	x	x
Waste Wax Drawer	8300	5 per pack	Utilisé pour les systèmes de déshydratation Excelsior et Revos			

Notes: certains produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions.

Contactez votre **représentant Epredia** local pour une **comparaison côte à côte des paraffines**.

Notre polyvalence nous rend unique



Paraffine usagée

Conçus pour une utilisation simple et rapide. Évacuation en toute sécurité – pas d'écoulement de paraffine chaude, pas de risque de brûlure : il suffit de retirer le tiroir à usage unique pour paraffine usagée et de le jeter.

Pour en savoir plus, consultez le site **epredia.com**