



Soluzioni adatte alle diverse applicazioni della paraffina nei laboratori moderni

Qualità controllata e prestazioni costanti per garantire la massima sicurezza in laboratorio, in tutte le applicazioni di inclusione e infiltrazione.

- **Qualità di produzione migliorata: controllo della qualità in 3 fasi e tripla filtrazione a 0,25 µm** per contribuire a rimuovere le impurità.
- **La temperatura di fusione più bassa** protegge i tessuti durante la lavorazione e garantisce una rimozione efficiente della paraffina durante la sparaffinatura per le analisi avanzate successive.
- Tutta la paraffina Epredia viene fornita in pellet di facile fusione.



I sacchetti di Epredia, facili da usare e richiudibili, rendono la manipolazione della paraffina semplice, pulita e veloce.

I sacchetti sono progettati per essere conservati in posizione verticale, facilitando lo stoccaggio e riducendo le fuoriuscite.



Nome	Articolo n.	Unità	Descrizione	Punto di fusione	Infiltrazione	Inclusione
Histoplast	6774006	1 x 2.5 kg	Paraffina non polimerica per uso per infiltrazione e inclusione	54-58 °C (129-136 °F)	x	x
Histoplast	6774060	1 x 10 kg	Paraffina non polimerica per uso in infiltrazione e inclusione	54-58 °C (129-136 °F)	x	x
Histoplast PE	8330	8 x 1 kg	Può essere utilizzato sia per le procedure di infiltrazione che di inclusione.	56-57 °C (133-135 °F)	x	x
Histoplast PE Kit	8330K	5 x 1 kg e rifiuti cassetto per cera	Utilizzato per i processori di tessuti Excelsior e Revos	56-57 °C (133-135 °F)	x	x
Histoplast IM	8331	8 x 1 kg	Utilizza DMSO per una più rapida penetrazione nei tessuti eccellente per i campioni densi e fibrosi	56-57 °C (133-135 °F)	x	
Histoplast LP	8332	8 x 1 kg	Punto di fusione più basso per ridurre la possibilità di distorsione di tessuti piccoli, sensibili al calore e friabili.	50-54 °C (122 - 129 °F)	x	x
Paraffin Type 1	8334	10 x 0.9 kg	Non contiene polimeri e offre una rapida infiltrazione	55-57 °C (131-135 °F)	x	
Paraffin Type 3	8335	10 x 0.9 kg	Paraffina a basso contenuto di polimeri progettata per infiltrazioni e inclusione	55 - 57 °C (131-135 °F)	x	x
Paraffin Type 6	8336	10 x 0.9 kg	Paraffina formulata senza polimeri progettata per l'uso in infiltrazione e inclusione	55-57 °C (131-135 °F)	x	x
Paraffin Type 9	8337	10 x .0.9 kg	Paraffina ad alto contenuto di polimeri progettata per il sezionamento di sezioni estremamente sottili	55-57 °C (131-135 °F)	x	x
Paraffin Type H	8338	10 x 0.9 kg	Alto contenuto di polimeri per campioni più duri e minima compressione	55-57 °C (131-135 °F)	x	x
Paraffin Type L	8339	10 x 0.9 kg	Paraffina a basso contenuto di polimeri per infiltrazione avanzata	55-57 °C (131-135 °F)	x	x
Precision Cut	B1002490	10 x 0.9 kg	Ottimo sia per l'infiltrazione che per l'inclusione.	56-58 °C (133-136 °F)	x	x
Waste Wax Drawer	8300	5 per confezione	Utilizzato per Excelsior e Revos processori per tessuti			

Note: alcuni prodotti non sono disponibili in tutte le regioni.

Contattare il **rappresentante Epredia di zona** per individuare la paraffina adatta al vostro laboratorio!

La nostra versatilità ci rende unici



I Kit paraffina Epredia con cassetto per la cera di scarto

sono progettati per uno smaltimento semplice e sicuro- senza nessuna fuoriuscita di paraffina calda, nessuna ustione, basta semplicemente rimuovere il cassetto esausto e smaltirlo direttamente una volta raffreddata la paraffina.

Per saperne di più, visita il sito **epredia.com**

4481 Campus Drive | Kalamazoo, MI 49008 | United States | +1 (800) 522-7270

© 2025 Gruppo Epredia. Tutti i diritti sono riservati. Tutti i marchi sono di proprietà del Gruppo Epredia e delle sue filiali, se non diversamente specificato. **M2500072 IT R082025**

epredia
A Member of PHC Group