



## SlideMate TSP

Stampante di vetrini a trasferimento termico di ultima generazione. Compatibile con un'ampia gamma di vetrini disponibili sul mercato.

## Massima sicurezza per i campioni e i vetrini

### Stampa di alta qualità direttamente sul vetrino

- Stampa direttamente sui vetrini per ridurre al minimo gli errori di tracciabilità dei campioni dovuti all'utilizzo delle etichette.
- Movimento laterale del vetrino per ridurre la scheggiatura dello stesso
- Possibilità di stampa su vetrini già allestiti

### Due caricatori on-board per salvaguardare l'integrità dei vetrini

- I caricatori interni contribuiscono a ridurre la contaminazione da polvere e/o detriti

### Piani di assistenza tecnica e specialistica personalizzati

- Sono disponibili piani di assistenza completi e personalizzati per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi

## Pluriennale esperienza nella produzione di soluzioni di stampa su vetrino

### Alta risoluzione di stampa su vetrini per microscopia e/o acquisizione digitale

- Utilizzo validato con i vetrini SlideMate e SlideMate Laser e con i vetrini adesivi SlideMate PLUS e SlideMate Laser PLUS
- I vetrini PLUS utilizzano la stessa collaudata tecnologia di adesione di Superfrost PLUS

### Esperienza di stampa e produzione di vetrini in tutto il mondo



### Affidabilità e supporto da parte di esperti del settore

- Team di supporto specialistico e assistenza tecnica con pluriennale esperienza nell'anatomia patologica



## Stampa di vetrini per il laboratorio moderno

### Compatibile con un'ampia gamma di vetrini disponibili in commercio

- La tecnologia a trasferimento termico permette di stampare su un'ampia selezione di vetrini
- Possibilità di gestire contemporaneamente diverse tipologie di vetrini (EE, IHC ecc.) sia in modalità stand-alone, sia con interfacciamento a LIS aziendale
- Compatibilità con tutti gli applicativi LIS presenti sul mercato
- Possibilità di stampa on demand

### Display LCD con risoluzione adattiva


- Regolazione della visualizzazione dello schermo per una migliore ergonomia
- Monitoraggio real time dello stato del nastro ed elevata autonomia di stampa
- Rapida inizializzazione del sistema

### Dimensioni ridotte per adattarsi a qualsiasi postazione di taglio


- L'ingombro ridotto consente il posizionamento accanto e/o sopra al microtomo
- Lettore di codici a barre integrato



1 Schermo tattile da 8"



2 Stampa manuale dei vetrini




3 Lettore di codici a barre integrato



4 Scivolo di raccolta (13 max)



5 Indicatori LED



6 I vetrini Epredia, dotati di pellicola per facilitare il caricamento senza contaminazione da parte dell'operatore



6



1

2

3

4

5

## Informazioni per l'ordine di strumento e accessori

Descrizione	Quantità	Cat. Numero di catalogo
SlideMate TSP	1 pezzo	8000066
Caricatori	2 per confezione	9001644
Scivolo	1 pezzo	9001645
Nastro	2 per confezione	22000001
Kit di pulizia	4 per confezione	22000002

## Informazioni per l'ordine dei vetrini EpreDia

Tutti i vetrini sono disponibili in quantità di 1 confezione, 20 scatole da 72 vetrini, per un totale di 1.440 vetrini per unità

Descrizione	Cat. Numero di catalogo
SlideMate Laser PLUS Bianco	LS-4041IPS8523-1CE
SlideMate Laser PLUS Blu	LS-5041IPS8523-1CE
SlideMate Laser PLUS Verde	LS-6041IPS8523-1CE
SlideMate Laser PLUS Rosa	LS-7041IPS8523-1CE
SlideMate Laser PLUS Yellow	LS-8041IPS8523-1CE
SlideMate Laser Bianco	LS-4041I-8524-1CE
SlideMate Laser Blu	LS-5041I-8524-1CE
SlideMate Laser Verde	LS-6041I-8524-1CE
SlideMate Laser Rosa	LS-7041I-8524-1CE
SlideMate Laser Giallo	LS-8041I-8524-1CE
SlideMate Laser PLUS Bianco con angoli a 45°	LS4041PS8566-4-1CE
SlideMate Laser PLUS Blu con angoli a 45°	LS5041PS8566-4-1CE
SlideMate Laser PLUS Verde con angoli a 45°	LS6041PS8566-4-1CE
SlideMate Laser PLUS Rosa con angoli a 45°	LS7041PS8566-4-1CE
SlideMate Laser PLUS Giallo con angoli a 45°	LS8041PS8566-4-1CE
SlideMate Laser Bianco con angoli a 45°	LS-4041I-4-8560C
SlideMate Laser Blu con angoli a 45°	LS-4041I-4-8560C
SlideMate Laser Verde con angoli a 45°	LS-5041I-4-8560C
SlideMate Laser Rosa con angoli a 45°	LS-6041I-4-8560C
SlideMate Laser Giallo con angoli a 45°	LS-7041I-4-8560C

Descrizione	Cat. Numero di catalogo
SlideMate PLUS Bianco	TT-40418218-PS-W
SlideMate PLUS Blu	TT-50418218-PS-B
SlideMate PLUS Verde	TT-60418218-PS-G
SlideMate PLUS Rosa	TT-70418218-PS-P
SlideMate PLUS Giallo	TT-80418218-PS-Y
SlideMate Bianco	TT-4041-8217-W
SlideMate Blu	TT-50418217-B
SlideMate Verde	TT-60418217-G
SlideMate Rosa	TT-70418217-P
SlideMate Giallo	TT-80418217-Y

Per saperne di più: [epredia.com](https://www.epredia.com)

4481 Campus Drive | Kalamazoo, MI 49008 | United States | +1 (800) 522-7270

© 2026 Gruppo EpreDia. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi sono di proprietà del Gruppo EpreDia e delle sue consociate, se non diversamente specificato. **M2600008\_ EMEA\_R032026 IT**

  
A Member of PHC Group