



SlideMate TSP

Modernisierte Lösung für das Beschriften von Objektträgern mittels Thermotransferverfahren, kompatibel mit einer Vielzahl von Objektträgern

Schutz von Präparaten und Objektträgern

Hohe Qualität, direktes Drucken auf Objektträger

- Direktes Drucken auf Objektträger hilft, Fehler zu vermeiden, die bei der Übertragung von Beschriftungen bei der Probennachverfolgung entstehen
- Seitliche Objektträgerbewegung zur Reduzierung von Glasabsplittern
- Drucken auf Kontroll-Objektträgern ohne Berührung der Gewebeprobe

Geschlossene Objektträgermagazine zum Schutz der Objektträger vor Verunreinigungen

- Reduzieren Sie die Kontamination durch Staub und Fremdkörper im Labor durch die Verwendung eines geschlossenen Magazins

Erweiterte Servicepläne schützen Ihre Investition

- Umfassende Servicepläne zum Schutz Ihrer Objektträger-Drucker sind verfügbar



Bewährte Kompetenz im Bereich Objektträger-Drucktechnologie und Support

Äußerst zuverlässige Objektträger

- Validiert mit den Objektträgern SlideMate, SlideMate PLUS, SlideMate Laser und SlideMate Laser PLUS
- Die Objektträger "PLUS" verwenden die gleiche bewährte Adhäsionstechnologie wie Superfrost PLUS

Weltweite Erfahrung beim Herstellen und Bedrucken von Objektträgern



Zuverlässiger Service und Support von Branchenexperten

- Vom Hersteller geschulte Serviceteams



Zweckmäßiges Beschriften von Objektträgern für das moderne Labor

Kompatibel mit einer breiten Palette an Objektträgern

- Labore können eine Vielzahl von Objektträgern validieren
- Thermotransfertechnologie ermöglicht das Bedrucken einer großen Auswahl an Objektträgern

LC-Bildschirm mit variablem Abstand

- Anpassung des Bildschirmabstands für verbesserte Ergonomie
- Initialisierung in <75 % kürzerer Zeit als bei anderen Objektträger-Thermotransferdruckern von Epredia*

Kleine Stellfläche ermöglicht Platzierung am Mikrotom

- Wechsel zu Drucken auf Abruf (On-Demand-Drucken)


*Daten in der Datei



1 8" Touchscreen



2 Objektträger-Eingabe-/Ausgabeschacht




3 Barcode-Scanner



4 Objektträger-Sammelschacht (max. 13 OT)



5 LED-Anzeigen



6 Validierte Verbrauchsmaterialien

Bestellinformationen

Beschreibung	Menge	Kat. Nummer
SlideMate TSP Objektträgerdrucker	je	8000066
Magazin	2 Stück pro Packung	9001644
Objektträger-Ausgabe	je	9001645
Farbband	2 Stück pro Packung	22000001
Reinigungsset/Tupfer	4 Stück pro Packung	22000002

Validierte Objektträger Bestellinformationen

Alle Objektträger sind als ein 1 Karton mit 20 Schachteln mit je 72 Objektträgern, insgesamt 1.440 Objektträger pro Bestelleinheit, erhältlich

Beschreibung	Kat. Nummer
SlideMate Laser PLUS Weiß	LS-4041IPS8523-1CE
SlideMate Laser PLUS Blau	LS-5041IPS8523-1CE
SlideMate Laser PLUS Grün	LS-6041IPS8523-1CE
SlideMate Laser PLUS Rosa	LS-7041IPS8523-1CE
SlideMate Laser PLUS Gelb	LS-8041IPS8523-1CE
SlideMate Laser Weiß	LS-4041I-8524-1CE
SlideMate Laser Blau	LS-5041I-8524-1CE
SlideMate Laser Grün	LS-6041I-8524-1CE
SlideMate Laser Rosa	LS-7041I-8524-1CE
SlideMate Laser Gelb	LS-8041I-8524-1CE
SlideMate Laser PLUS Weiß mit Sicherheitsecken	LS4041PS8566-4-1CE
SlideMate Laser PLUS Blau mit Sicherheitsecken	LS5041PS8566-4-1CE
SlideMate Laser PLUS Grün mit Sicherheitsecken	LS6041PS8566-4-1CE
SlideMate Laser PLUS Rosa mit Sicherheitsecken	LS7041PS8566-4-1CE
SlideMate Laser PLUS Gelb mit Sicherheitsecken	LS8041PS8566-4-1CE
SlideMate Laser Weiß mit Sicherheitsecken	LS-4041I-4-8560C
SlideMate Laser Blau mit Sicherheitsecken	LS-4041I-4-8560C
SlideMate Laser Grün mit Sicherheitsecken	LS-5041I-4-8560C
SlideMate Laser Rosa mit Sicherheitsecken	LS-6041I-4-8560C
SlideMate Laser Gelb mit Sicherheitsecken	LS-7041I-4-8560C

Beschreibung	Kat. Nummer
SlideMate PLUS Weiß	TT-40418218-PS-W
SlideMate PLUS Blau	TT-50418218-PS-B
SlideMate PLUS Grün	TT-60418218-PS-G
SlideMate PLUS Rosa	TT-70418218-PS-P
SlideMate PLUS Gelb	TT-80418218-PS-Y
SlideMate Weiß	TT-4041-8217-W
SlideMate Blau	TT-50418217-B
SlideMate Grün	TT-60418217-G
SlideMate Rosa	TT-70418217-P
SlideMate Gelb	TT-80418217-Y

Weitere Informationen finden Sie unter
[epredia.com](https://www.epredia.com)

4481 Campus Drive | Kalamazoo, MI 49008 | United States | +1 (800) 522-7270

© 2026 Epredia Group. Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken sind Eigentum der Epredia Group und ihrer Tochtergesellschaften, sofern nicht anders angegeben. **M2600008_EMEA_R032026 DE**