



## SlideMate TSP

**Solution modernisée d'impression de lames  
par transfert thermique compatible avec une large  
gamme de types de lames**

## Protection des échantillons et des lames

### Impression de haute qualité, directement sur les lames

- Impression directe sur les lames et réduction des erreurs de traçabilité des échantillons dues au transfert d'étiquettes
- Mouvement latéral des lames pour réduire les risques d'ébréchure des lames
- Impression sur les lames de contrôle sans contact avec l'échantillon de tissu

### Les trémies de lames fermées protègent les lames de la contamination.

- L'utilisation d'une solution de trémie fermée permet de réduire la contamination par la poussière et les débris de laboratoire

### Des plans de service avancés protègent votre investissement


- Des plans de service complets sont disponibles, conçus pour protéger les actifs de votre imprimante de lames

## Une expertise reconnue en technologie d'impression de lames en accompagnement technique

### Des lames de microscope très fiables

- Validé avec les lames SlideMate, SlideMate PLUS, SlideMate Laser et SlideMate Laser PLUS
- Les lames PLUS utilisent la même technologie d'adhésion éprouvée que Superfrost PLUS.

### Une expertise mondiale en impression et fabrication de lames



### Un service et un accompagnement fiables assurés par des experts du secteur

- Des équipes techniques formées par le fabricant



## Impression de lames pratique pour le laboratoire moderne

### Compatible avec une large gamme de types de lames

- Les laboratoires peuvent valider une variété de types de lames
- La technologie du transfert thermique permet d'imprimer sur une large sélection de types de lames

### Écran LCD à pas variable

- Réglage du pas de l'écran pour une meilleure ergonomie
- Initialisation en <75% moins de temps que les autres imprimantes de lames à transfert thermique Epredia\*.


### L'encombrement réduit permet de placer l'imprimante sur le microtome

- Transition vers l'impression à la demande


\*Données sur fichier



1 Écran tactile de 8 pouces



2 Canal d'entrée/sortie des lames




3 Lecteur de code-barres



4 Goulotte de collecte des glissières (13 max)



5 Indicateurs LED



6 Consommables validés



6

## Informations relatives à la commande des instruments

Description	Quantité	Numéro de cat.
SlideMate TSP	1 pièce	8000066
Trémie	2 par paquet	9001644
Chute	1 pièce	9001645
Ruban	2 par paquet	22000001
Kit de nettoyage/écouvillons	4 par paquet	22000002

## Informations sur la commande de lames de microscope validées

Toutes les lames sont disponibles en quantités de 1 caisse, 20 boîtes de 72 lames, soit un total de 1 440 lames par unité.

Description	Numéro de cat.
SlideMate Laser PLUS Blanc	LS-4041IPS8523-1CE
SlideMate Laser PLUS Bleu	LS-5041IPS8523-1CE
SlideMate Laser PLUS Vert	LS-6041IPS8523-1CE
SlideMate Laser PLUS Rose	LS-7041IPS8523-1CE
SlideMate Laser PLUS Jaune	LS-8041IPS8523-1CE
SlideMate Laser Blanc	LS-4041I-8524-1CE
SlideMate Laser Bleu	LS-5041I-8524-1CE
SlideMate Laser Vert	LS-6041I-8524-1CE
SlideMate Laser Rose	LS-7041I-8524-1CE
SlideMate Laser Jaune	LS-8041I-8524-1CE
SlideMate Laser PLUS Blanc avec coins de sécurité	LS4041PS8566-4-1CE
SlideMate Laser PLUS Bleu avec coins de sécurité	LS5041PS8566-4-1CE
SlideMate Laser PLUS Vert avec coins de sécurité	LS6041PS8566-4-1CE
SlideMate Laser PLUS Rose avec coins de sécurité	LS7041PS8566-4-1CE
SlideMate Laser PLUS Jaune avec coins de sécurité	LS8041PS8566-4-1CE
SlideMate Laser Blanc avec coins de sécurité	LS-4041I-4-8560C
SlideMate Laser Bleu avec coins de sécurité	LS-4041I-4-8560C
SlideMate Laser Vert avec coins de sécurité	LS-5041I-4-8560C
SlideMate Laser Rose w/ avec coins de sécurité	LS-6041I-4-8560C
SlideMate Laser Jaune avec coins de sécurité	LS-7041I-4-8560C

Description	Numéro de cat.
SlideMate PLUS Blanc	TT-40418218-PS-W
SlideMate PLUS Bleu	TT-50418218-PS-B
SlideMate PLUS Vert	TT-60418218-PS-G
SlideMate PLUS Rose	TT-70418218-PS-P
SlideMate PLUS Jaune	TT-80418218-PS-Y
SlideMate Blanc	TT-4041-8217-W
SlideMate Bleu	TT-50418217-B
SlideMate Vert	TT-60418217-G
SlideMate Rose	TT-70418217-P
SlideMate Jaune	TT-80418217-Y

En savoir plus sur [epredia.com](https://www.epredia.com)

4481 Campus Drive | Kalamazoo, MI 49008 | United States | +1 (800) 522-7270

© 2026 Epredia Group. Tous droits réservés. Toutes les marques déposées sont la propriété d'Epredia Group et de ses filiales, sauf indication contraire. **M2600008\_EMEA\_R032026 FR**