



Una revolución en el procesamiento de tejidos

Revos de Epredia

Consumibles Syntri Safeguard de Epredia



Procesador de Tejidos **Revos**

Los cuellos de botella en los flujos de trabajo de los laboratorios reducen la productividad, prolongan los tiempos entre la obtención de muestras de tejidos y el diagnóstico e incrementan los costes.

El procesador de tejidos Revos™ de con optimización de flujo de trabajo, combinado con los consumibles Syntri™ Safeguard™ supera estos desafíos. Ofrece un tiempo de procesamiento de tejidos reducido y un menor riesgo de daños en el tejido, todo ello sin que la calidad de procesamiento se vea afectada.



Procesamiento rápido

Nuestra cámara inclinada exclusiva mejora la distribución del reactivo, reduce el tiempo de procesamiento de los tejidos y permite obtener unos resultados de procesamiento de alta calidad.



Monitorización inteligente



El sistema inteligente de gestión de reactivos de Revos efectúa un seguimiento y registro del uso de los reactivos. Hace un registro de cada botella cargada, protocolo ejecutado y servicio realizado, lo que garantiza que su laboratorio utilice los reactivos con su máximo potencial.

Entorno más seguro

El sistema de filtración dual de Revos y la ventilación descendente ayudan a proteger al personal de laboratorio controlando los vapores tanto de los reactivos como del formol.

Protección del tejido

Revos está preparado para una interrupción inesperada de la alimentación, gracias a su batería de seguridad que mantiene a salvo sus muestras y los protocolos activos durante hasta tres horas.

Capacidad Syntri

La tecnología Syntri Safeguard permite a Revos detectar los puntos donde está cargado el alcohol de procesamiento al 100% en el sistema y evita una reposición incorrecta.

Los laboratorios están sometidos cada vez a más presión para acelerar los procesos, reducir los costes y eliminar los errores. El dispositivo Revos y los consumibles Syntri Safeguard están expresamente diseñados para trabajar juntos y ayudar a superar estos desafíos.





- 1 Monitor de pantalla táctil a todo color
- 2 Cámara de 300 bandejas de capacidad
- 3 Armario de almacenamiento de reactivos
- 4 Ventilación descendiente
- 5 Filtrado de carbono y permanganato de potasio
- 6 Puerto USB para descargar fácilmente los datos

Procesador de tejidos Revos de EpreDia con optimización del flujo de trabajo

Especificaciones

Dimensiones (Pr. x An. x Al.)	580 mm x 850 mm x 1370 mm 23 pulg. x 33,5 pulg. x 54 pulg.
Peso:	• Instrumento = 165 kg • Instrumento + reactivos típicos = 240 kg
Requisitos de alimentación	• 100-240 V • 1300 W/110 V = 11,8 A, • 1300 W/230 V = 5,6
Batería de reserva	Hasta 3 horas
Certificaciones	• IEC61010 3ª Ed. • UL • CE
Número de retortas	1
Capacidad de bandejas	• Estándar 300 • Mega 42
Configuración del alcohol	6 botellas
Configuración del xileno/sustituto del xileno	3 botellas
Configuración de fijación	2 botellas
Número de protocolos	10
Conexión de datos	Conectividad LIMS a través de puerto RS232

Información para pedidos

N.º de referencia

Instrumento

Revos de EpreDia	A84100001
Revos de EpreDia (cable de alimentación para China)	A84100002

Filtros

Filtro para formaldehído (permanganato de potasio); 6 por paquete	B9990612CS
Filtros de carbón; 6 por paquete	7411258

Otros accesorios

Kit adaptador de conducto de extracción descendiente	A84110045
Kit adaptador de conducto principal de aire	A78410024
Botellas de almacenamiento (5 l); 6 por paquete	A78410026
Cajón de cera residual; 5 por paquete	8300

**Eficiencia desde
un ángulo nuevo**





Una solución más inteligente

La precisión de las pruebas de los pacientes a menudo depende de una preparación adecuada y la consistencia de los procesos realizados en el laboratorio.

Cuando se combina con Syntri Service y los reactivos de Revos dotados de la tecnología RFID Syntri Safeguard, el dispositivo Revos hace un seguimiento y registro del uso de los reactivos. Hace un registro de cada botella cargada, protocolo ejecutado y servicio realizado, lo que ayuda a garantizar un menor tiempo de inactividad y que su laboratorio utilice los reactivos con su máximo potencial.

Consumibles Syntri Safeguard de Epreidia

Descripción	Cat. Número
Formol tamponado neutro al 10% Syntri Safeguard, 4 x 5 l	5735SS
Syntri Safeguard™ Pen-Fix™, 4 x 5 l	6115SS
Deshidratante al 100% Syntri Safeguard, 4 x 5 l	6215SS-LP
Xileno Syntri Safeguard, 4 x 5 l	6615SS
Syntri Safeguard™ Clear-Rite™, 4 x 5 l	6915SS
Syntri Safeguard™ Flex™, 4 x 5 l	8115SS
Alcohol isopropílico Syntri Safeguard, 4 x 5 l	9517SS
Syntri Safeguard™ Formal-Fixx™, 4 x 5 l	6764215SS
Sustituto del xileno Syntri Safeguard™, 4 x 5 l	6764515SS

4481 Campus Drive
Kalamazoo, MI 49008
ÉTATS-UNIS
+1 (800) 522-7270

 Tudor Road, Manor Park
Runcorn, WA7 1TA
ROYAME-UNI
+44 (0) 800 018 9396
+44 (0) 1928 534 000

Obtenga más información en epredia.com