



Una rivoluzione nella processazione dei tessuti

Processore per tessuti Revos

Materiali di consumo Syntri Safeguard


epredia

Processore per tessuti **Revos**

I colli di bottiglia nel flusso di lavoro di un laboratorio riducono la produttività, allungano i tempi necessari dal campionamento del tessuto sino alla diagnosi e aumentano i costi.

Il processore per tessuti Revos™ destinato all'ottimizzazione del flusso di lavoro, abbinato ai materiali di consumo Syntri Safeguard™, è in grado di risolvere tali problematiche. Questo permette di ridurre il tempo di processazione del tessuto e garantire un minor rischio di danni ai tessuti senza ridurre la qualità durante la processazione.



Processazione rapida

La nostra camera inclinata, unica nel suo genere, migliora la distribuzione dei reagenti, riduce il tempo di processazione del tessuto e permette il conseguimento di risultati di alta qualità.



Monitoraggio intelligente



Il sistema di gestione intelligente dei reagenti, di cui è dotato lo strumento, monitora e registra l'uso dei reagenti. Ricorda ogni flacone caricato, i protocolli eseguiti e il service effettuato, consentendo ai laboratori di utilizzare i reagenti in modo più efficiente.

Ambiente sicuro

Il sistema a doppio filtraggio e la ventilazione verso il basso dello strumento Revos tutelano il personale del laboratorio controllando i fumi sia di solvente che di formalina.

Protezione del tessuto

Siate pronti a interruzioni di corrente improvvisi: il sistema di batteria di backup integrata protegge i vostri campioni e mantiene i protocolli attivi fino a tre ore.

Syntri attivo

La tecnologia Syntri Safeguard consente allo strumento di rilevare dove viene caricato l'alcol 100% e impedisce un rabbocco non corretto.

I laboratori sono sempre sollecitati a velocizzare i processi, ridurre i costi ed eliminare gli errori. Il processatore per tessuti Revos e i materiali di consumo Syntri Safeguard sono espressamente concepiti per funzionare insieme e ovviare a queste problematiche.





- 1 Monitor a colori touch screen
- 2 Capacità camera: 300 cassette
- 3 Vano per la conservazione del reagente
- 4 Ventilazione verso il basso
- 5 Filtrazione con carbone attivo e permanganato di potassio
- 6 Porta USB per facilitare il download dei dati

Processore per tessuti Revos ideale all'ottimizzazione del flusso di lavoro

Specifiche

Dimensioni (P x L x A)	580 mm x 850 mm x 1370 mm 23 in x 33,5 in x 54 in
Peso:	- Strumento = 165 kg / 364 lbs - Strumento + reagenti tipici = 240 kg / 530 lbs
Requisiti di alimentazione	100-240 V 1300 W / 110 V = 11,8 A, 1300 W / 230 V = 5,6
Batteria di backup	Fino a 3 ore
Certificazioni	- IEC61010 3a ed. - UL - CE
Numero di storte	1
Capacità cassetta	- Standard 300 - Mega 42
Disposizione dell'alcol	6 bottiglie
Disposizione xilene/ solvente sostitutivo per xilene	3 bottiglie
Configurazione fissativi	2 bottiglie
Configurazione fissativi	10
Connessione dati	Connettività LIMS tramite porta RS232

Informazioni per gli ordini

Numero RIF

Strumento

Processore per tessuti Revos	A84100001
Processore per tessuti Revos (cavo di alimentazione per la Cina)	A84100002

Filtri

Filtro per formaldeide (permanganato di potassio), 6 per confezione	B9990612CS
Filtri a carbone, 6 per confezione	7411258

Altri accessori

Kit adattatore condotto di estrazione discendente	A84110045
Kit adattatore condotto aria principale	A78410024
Flaconi per reagenti (5L), 6 per confezione	A78410026
Vassoio paraffina scarto, 5 per confezione	8300

**L'efficienza, da una
nuova prospettiva**





Una soluzione più intelligente

L'accuratezza dei test effettuati sui pazienti dipende spesso dalla corretta preparazione e coerenza dei processi di laboratorio.

Materiali di consumo Syntri Safeguard

Descrizione	Cod. Numero
Formalina tamponata neutra al 10% Syntri Safeguard™, 4 x 5 L	5735SS
Pen-Fix™ Syntri Safeguard™, 4 x 5 L	6115SS
Disidratante 100% Syntri Safeguard, 4 x 5 L	6215SS-LP
Xilene Syntri Safeguard, 4 x 5 L	6615SS
Clear-Rite™ 3 Syntri Safeguard™, 4 x 5 L	6915SS
Flex™ 100 Syntri Safeguard™, 4 x 5 L	8115SS
Alcol isopropilico Syntri Safeguard, 4 x 5 L	9517SS
Formal-Fixx™ Syntri Safeguard™, 4 x 5 L	6764215SS
Solvente sostitutivo per lo xilene Syntri Safeguard™, 4 x 5 L	6764515SS

Materiali di consumo Syntri Safeguard

4481 Campus Drive
Kalamazoo, MI 49008
STATI UNITI
+1 (800) 522-7270

Processori per tessuti e apparecchiature Revos



Tudor Road, Manor Park
Runcorn, WA7 1TA
REGNO UNITO
+44 (0) 800 018 9396
+44 (0) 1928 534 000

Ulteriori informazioni sono disponibili
all'indirizzo **epredia.com**

© 2024 Epredia Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi sono di proprietà di Epredia Inc. e delle sue consociate, salvo diversamente specificato. **M43019 R112024**