




Epredia STP 120 Processeur de tissus

Le STP 120 offre un système de traitement des tissus cohérent, rentable et innovant pour soutenir l'excellence opérationnelle de votre laboratoire.

Le processeur de tissus STP120 d'Epredia assure la cohérence, favorise l'intégrité des tissus et la sécurité de l'utilisateur final tout au long du processus de travail.

L'écran LCD fournit des informations complètes, notamment sur le temps restant, la durée du programme, la température de la paraffine, la date et l'heure.



Conception innovante

Entièrement automatisé, le panier change automatiquement de sens d'agitation toutes les 60 secondes. En favorisant un mélange homogène, ce système minimise la contamination croisée et permet de réduire le coût des réactifs.

Facilité d'utilisation et sécurité

- Mémoriser jusqu'à dix programmes différents
- Modes de démarrage immédiat ou différé
- Conception ergonomique permettant un accès complet aux réactifs
- Configurations incluant des systèmes d'extraction

Fonctionnement à sécurité intégrée

Système de secours par batterie : les échantillons sont automatiquement abaissés à l'intérieur de la cuve et le programme reprend dès que le courant est rétabli.



Description du produit	Cat. Non.
STP 120-3 Processeur de tissus avec système d'extraction des fumées, deuxième panier de cassette incorporé et poste de paraffine supplémentaire	813160

Spécifications
Diamètre : 33.5 in (85 cm)
Hauteur : 19.7 - 27.6 in. (50-70 cm)
Poids : 70 kg (154.3 lbs)
Capacité: 240 cassettes

Pour en savoir plus,
consultez le site [epredia.com](https://www.epredia.com)

4481 Campus Drive | Kalamazoo, MI 49008 | États-Unis | +1 (800) 522-7270

© 2024 Epredia Group. Tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété d'Epredia et de ses filiales, sauf indication contraire. Veuillez contacter votre représentant commercial local pour plus d'informations. **M2400149 R062025FR**


epredia
A Member of PHC Group